

ساده و واضح

ساده و واضح

خروج بهداشتی نوار

دارای دکمه خارج کننده نوار جهت معدوم سازی سریع و بهداشتی.

سیستم کنترل ACCU-CHEK INSTANT تست گیری را راحت و درک نتایج را برای بیماران شما آسان ساخته است.

برای اطلاعات بیشتر به

www.rochediabetescaremea.com/fa



خروج بهداشتی نوار



- 1 Harvey C, Koubek R, Begat V, Jacob S. Usability evaluation of a blood glucose monitoring system with a spill-resistant vial, easier strip handling and connectivity to a mobile app. Improvement of patient convenience and satisfaction J Diabetes Sci Technol July 2016
- 2 Parkin CG et al. Use of an integrated tool for interpretation of blood glucose data improves correctness of glyemic risk assessment in individuals with type 1 and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2017, 11(1), 74-82.

Roche Diabetes Care Middle East FZCO | Jebel Ali Free Zone | PO Box 263990, Dubai, UAE
 علامت تجاری شرکت رش عبارتند از: ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT و ASAN-CHEK.
 ©2021 Roche Diabetes Care Middle East FZCO . All Rights Reserved.

027#IRN.Brochureconnected FMD.07.2021
 Expiry date: July 2023

شرکت وارد کننده: کوپل دارو

نشانی: تهران، خیابان الوند، پلاک ۳۹، کد پستی: ۱۵۱۶۶۷۳۱۱۵
 تلفن خدمات مشتریان: ۰۲۱-۴۵۵۹۸۰۰۰

شرکت رش پارس (نماینده انحصاری شرکت رش سوئیس در ایران)
 نشانی: تهران، خیابان ونک، خیابان خدای، خیابان آفتاب، برج مادران
 تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۹۲۱۰۰



از شرکت کنندگان در مطالعه موافق بودند که معدوم کردن نوار استفاده شده توسط دکمه خارج کننده بهداشتی تر است¹.

درک تفسیر نتایج یک نگاه

سیستم Accu-Chek Instant درک نتایج شما را آسان می‌سازد. نشانگر محدوده هدف به شما اجازه می‌دهد که دریابید آیا نتیجه شما بالا، پایین یا در محدوده است.



تست گیری آسان



حافظه قابل مشاهده
تا ۷۲۰ نتیجه را ذخیره می‌کند

نتایج به راحتی قابل خواندن است
اعداد را به وضوح بر روی نمایشگر بزرگ مشکی به صورت نورانی ببینید. (برای بهبود دید در تاریکی)

خروج بهداشتی نوار
دارای دکمه خارج کننده نوار جهت برداشتن سریع و بهداشتی

محل قرارگیری نوار تست
در راستای جهت فلش مشخص شده نوار را در دستگاه بگذارید

نتایج را به صورت بی سیم به برنامه Asan-Chek ارسال کنید
با دفترچه های یادداشت کاغذی خداحافظی کنید

نتایج را به صورت بی سیم به اپلیکیشن آسان چک منتقل کنید

۱. اپلیکیشن Asan-Chek را دانلود کنید.

۲. اپلیکیشن Asan-Chek را باز کنید و از روی منوی اطلاعات بیشتر، اتصال به دستگاه قند خون را انتخاب کنید.

۳. اکیچک اینستنت را انتخاب کرده و سپس اکنون وصل شوید را بزنید

۴. در حالی که دستگاه تست قند خون شما خاموش است، دکمه ▼ را فشار داده و تگه دارید تا علامت * ظاهر می‌شود.

۵. وقتی از شما خواسته شد، پین 6 رقمی را که در پشت دستگاه نشان داده شده وارد کنید.

۶. روی دستگاه شما: اگر ارتباط موفقیت آمیز بود، OK ظاهر می‌شود.



برای بارگیری برنامه رایگان اسکن کنید

۹۶٪ از شرکت کنندگان در یک مطالعه موافق بودند که نشانگر محدوده هدف برای درک درست و سریع سطح قند خون مصرف کننده مفید است.²